

Memory Foam

MAGIC S3



Dispositivo medico
Classe 1

CATAS

Compressione corporea
corretta

h 4/5 cm


Memory Foam Breeze

La superficie di contatto in Memory Foam termosensibile allevia la pressione e si adatta in modo conforme e personalizzato al profilo del corpo.



Sagomatura anatomica


Le 5 zone di contatto con differenti sagomature offrono un supporto progressivo e graduale del corpo.



↓
struttura interna

20 cm

circa



Comfort equilibrato

La superficie di contatto in Water Foam, flessibile e traspirante, offre un supporto bilanciato al corpo.



Inserto ergonomico

La zona centrale in Water Foam MD con lavorazione ad onda differenziata consente un corretto supporto del corpo durante il riposo.



Canali di aerazione

Favoriscono un costante ricircolo dell'aria aumentando il grado di comfort. Creano un'accoglienza differenziata nelle zone di maggior pressione.

portanza materasso

70-100 kg

50 kg 60 70 80 90 100 110 120

ottimo buono non consigliato

reti consigliate

FISSA

ATP

MOTORE



RIDUCE LE PRESSIONI
SUL CORPO



AUTOMODELLANTE



TRASPIRANTE
E IGIENICO



rivestimento BIO COTONE

Fascia traspirante
Three Space



↑
materasso finito
24 cm
circa
↓

rivestimento sfoderabile
CLASSIC
cerniera su tutti i lati e 4 maniglie



rivestimento BIO COTONE

Fascia traspirante
Three Space



↑
materasso finito
25 cm
circa
↓

rivestimento sfoderabile
TOP
topper sfoderabile sotto e sopra





↑
MATERASSO FINITO
25 cm
circa
↓

VERSIONE
SFODERABILE
CLASSIC



↑
MATERASSO FINITO
25 cm
circa
↓

VERSIONE
SFODERABILE
CHARME