

Nido reload® BLUE SOFT

Il materasso **Nido reload® BLUE SOFT**, dispositivo medico, grazie alle sue capacità fisiomeccaniche straordinarie, in cui lavorano in sinergia il **Water Foam** ad alta elasticità, la superficie di contatto ad alta traspirabilità in **Memory Foam Breeze** e lo strato intermedio termosensibile in **Memory Foam**, consentono al corpo un sostegno leggero, perfettamente definito ed ergonomico.

La sua struttura a portanza **soft** accoglie in modo personalizzato l'anatomia del corpo favorendo la corretta distribuzione della pressione sanguigna che evita scomodi punti di pressione. Garantisce, nel contempo, un miglior allineamento della colonna vertebrale e uno straordinario comfort in ogni posizione.

ALTEZZA LASTRA **21 cm circa**




Dispositivo medico Classe 1
detrabile fiscalmente
Marcatura ai sensi della direttiva 93/42/CEE

CE



Compressione corporea corretta
riconosciuta dal CATAS
Previste nella norma europea EN 1957/12



5,5 cm

Grazie alla sua particolare superficie di contatto in **Memory Foam Breeze** ad alta traspirazione, si modella sulla struttura morfologica del corpo permettendo il massimo sostegno e la corretta postura della colonna vertebrale. Non crea punti di pressione, favorisce la circolazione ed è antidecubito.



5,5 cm


Lo strato intermedio in **Memory Foam** riducendo la pressione nei punti di contatto consentendo una notevole riduzione dei movimenti e dei cambi di posizione notturni, con l'effetto di un sonno più salutare e riposante. Mai più dolori articolari o muscolari al risveglio.



10 cm

Il lato di sostegno in **Water Foam** altamente traspirante, leggero e pratico, si modella sulle forme anatomiche e distribuisce la pressione su tutta la superficie, evitando compressioni con notevoli benefici per la circolazione e per le articolazioni.

Sezione con canali di aerazione trasversali e longitudinali che favoriscono un costante ricambio di aria, garantendo un ottimo equilibrio climatico e un ambiente igienico per il sano riposo.



**Alta traspirazione
e ricircolo d'aria**



L'inserto in **Water Foam** a portanza **soft** si bilancia progressivamente aumentando sostegno o leggerezza nei punti di contatto del corpo. Asseconda, inoltre, ogni movimento per donare un'impareggiabile sensazione di relax

PORTANZA

50 60 70 80 90 100 110 120
OTTIMO | BUONO | NON CONSIGLIATO